

Prise en charge de la syphilis

Clinique	Syphilis PRÉCOCE : Évolution < 1 an	Syphilis Primaire		Syphilis Secondaire		Syphilis Latente Précoce																							
		3 semaines après le contact	Chancre syphilitique	> 6 semaines après le chancre	Cutanéomuqueuses, polydénopathie, neuro-syphilis précoce)	Sérologie syphilis positive avec notion de contact < 1 an et EC normal																							
	Constant (100% des patients infectés)	Inconstant (1/3 des patients infectés)																											
	Syphilis TARDIVE : évolution > 1 an	Syphilis Tertiaire			Syphilis Latente Tardive																								
Plusieurs années après le contact (10 ans ou plus)		Atteinte viscérale (cutanéomuqueuse, cœur, foie, neuro-syphilis tardive...)		Sérologie syphilis positive avec notion de contact non datée et EC normal																									
		Très rare																											
Examens complémentaires	Sérologie syphilis :																												
	⇒ Dépistage initial par un <u>test tréponémique (TT)</u> qualitatif (= EIA, ELISA qui se positivent vers J7-J10 du chancre) ⇒ Confirmé en cas de positivité par un <u>test non tréponémique (TNT)</u> (= VDRL qui se positive vers J10-J15 du chancre)																												
	TT + et VDRL +	TT - et VDRL -	TT + et VDRL -	TT - et VDRL +																									
Syphilis non guérie	Pas de syphilis ou sérologie trop précoce (= contrôler à S6 et M3)	Syphilis guérie (cicatrice sérologique) ou récente	Faux positif du VDRL																										
	Si signes neurologiques, ophtalmiques et auditifs, adresser en maladies infectieuses pour la réalisation d'une ponction lombaire																												
Traitement	En l'absence d'allergie :																												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="6">PENICILLINE G sous forme retard (benzathine benzylpénicilline), EXTENCILLINE® IM :</td> </tr> <tr> <td colspan="6">- Syphilis précoce : 1 injection IM de 2,4 millions d'unités</td> </tr> <tr> <td colspan="6">- Syphilis tardive : 3 injections IM de 2,4 millions d'unités à 1 semaine d'intervalle</td> </tr> <tr> <td colspan="6">- Neurosyphilis : traitement hospitalier Pénicilline G IV 2 à 3 semaines</td> </tr> </table> Garder le patient sous surveillance 30 mn après l'administration du traitement car possible réaction allergique immédiate ou réaction de Jerish Herxheimer (malaise, fièvre et chute de la pression artérielle) : avoir un matériel d'urgence prêt et en bon état						PENICILLINE G sous forme retard (benzathine benzylpénicilline), EXTENCILLINE® IM :						- Syphilis précoce : 1 injection IM de 2,4 millions d'unités						- Syphilis tardive : 3 injections IM de 2,4 millions d'unités à 1 semaine d'intervalle						- Neurosyphilis : traitement hospitalier Pénicilline G IV 2 à 3 semaines				
PENICILLINE G sous forme retard (benzathine benzylpénicilline), EXTENCILLINE® IM :																													
- Syphilis précoce : 1 injection IM de 2,4 millions d'unités																													
- Syphilis tardive : 3 injections IM de 2,4 millions d'unités à 1 semaine d'intervalle																													
- Neurosyphilis : traitement hospitalier Pénicilline G IV 2 à 3 semaines																													
Suivi	Le chancre et l'éruption disparaissent en 3-15 jours. Le succès est affirmé par la décroissance du VDRL = contrôle à M3, M6, M12 puis tous les ans jusqu'à négativation.																												
	<ul style="list-style-type: none"> - Divisé par 4 à 3-6 mois - Négativé à 1 an (syphilis précoce) ou 2 ans (syphilis tardive) - Si réascension du VDRL : recontamination à évoquer 																												
Mesures Associées	Dépistage et traitement du/des partenaires :																												
	Si contact inférieur à 6 semaines :			Si contact supérieur à 6 semaines :																									
	Traitement systématique			Sérologie positive : traitement																									
			Sérologie négative : contrôler à 3 mois																										
Dépistage des IST associées chez le patient et le/les partenaires Prévention et éducation au port du préservatif, au risque de recontamination																													